



YOUR SMILE. OUR MISSION.



VINCISMILE POLSKA
www.vincialigners.pl
info@vincialigners.pl



Jakie wady można leczyć nakładkami VinciSmile®?



PRZED



PO



Dlaczego nakładki VinciSmile®?



Zespół prowadzony przez ortodontów

Zapewnia bardziej precyzyjne plany leczenia

• DOKŁADNY • NIEZAWODNY • SKUTECZNY •



Sprawdzone na całym świecie

Globalna sprzedaż i pełna certyfikacja

• EU MDR • FDI • CE • ISO 13485 •



Inteligentne oprogramowanie

Precyzyjna analiza i planowanie

Komfort i szybsze leczenie

• PRECYZJA • KOMFORT • SZYBKOŚĆ •




VinciSmile® Classic

Respect every smile



Grubość: 0.50mm

Przesuwanie zębów: 0.2 mm/krok



Odporność na rozdarcia

Zminimalizowane ryzyko uszkodzenia nakładki przy zakładaniu i zdejmowaniu



Estetyczne i niemal niewidoczne

Wysoka przejrzystość sprawia, że nakładki są praktycznie niezauważalne, nawet z bliska.



Biokompatybilny materiał medyczny

Certyfikowany biokompatybilny polimer nowej generacji, zapewniający bezpieczeństwo i efektywność leczenia.



Elastyczne i komfortowe

Elastyczny materiał i gładkie krawędzie dla maksymalnego komfortu noszenia każdego dnia.



Proste i przewidywalne

Idealny do szybkiej korekty mniej skomplikowanych przypadków, oferując komfort i przewidywalne efekty.

VinciSmile® Premium

Maximize Comfort. Maximize Efficiency.


Miękka nakładka - α

Grubość: 0.625mm

Elastyczność:

889.3 MPa

Mniejsza siła przesuwu zęby szybko i delikatnie



Twarda nakładka - β

Grubość: 0.75mm

Elastyczność:

1037 MPa

Wysoki moduł elastyczności poprawia kontrolę ruchu korzeni



Większa precyzja

Twarda nakładka β o wysokim module sprężystości utrzymuje stabilną siłę działającą na zęby przez długi czas, skutecznie prowadząc zęby do zaplanowanej pozycji.



Wyższa wydajność

Udoskonalony materiał PremiumControl oraz technologia IntelMove pozwalają szybciej osiągnąć docelową pozycję zębów.



Większy komfort

Każdy etap leczenia rozpoczyna się od miękkiej nakładki α , aby zapewnić maksymalny komfort leczenia.



Większa higiena

Maksymalnie skrócony czas noszenia nakładek, co ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny jamy ustnej.

Możliwe efekty **Leczenia**

PRZED



Szparowatość Czas leczenia: 9 miesięcy

PO



PRZED



Stłoczenia Czas leczenia: 3 miesiące

PO



PRZED



Przodozgryz Czas leczenia: 3 miesiące

PO



PRZED



Protruzja Czas leczenia: 18 miesięcy

PO



PRZED



Zgryz głęboki i stłoczenia zębów

Czas leczenia: 6 miesięcy

PO



PRZED



Szparowatość i zgryz otwarty

Czas leczenia: 18 miesięcy

PO



Akademia **VinciSmile**®

VinciSmile Academy to program szkoleniowy, który pozwala lekarzom stomatologom, także bez specjalizacji ortodontycznej, zdobyć praktyczne umiejętności pracy z systemem alignerów VinciSmile®.

Kluczowe zagadnienia z ortodoncji

Wskazówki dotyczące zarządzania gabinetem

Higiena w leczeniu alignerami

Przegląd przypadków klinicznych

Szkolenie i obsługa oprogramowania

Certyfikat ukończenia szkolenia